



DETERGENTE ENZIMATICO

5 ENZIMAS

Limpiador biotecnológico de última generación formulado con cinco enzimas activas (proteasa, amilasa, lipasa, mananasa y pectinasa). Su acción es ideal para la limpieza minuciosa de utensilios y superficies en áreas críticas (sanidad, industria alimentaria), degradando residuos orgánicos difíciles como sangre, grasa y proteínas.



DESINFECTANTE

Eficaz para los microorganismos: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, para uso en el ámbito doméstico, industrial y salud pública, de uso exclusivo para superficies inertes.

Expediente: N.º 42663-2024-D

USO Y RECOMENDACIONES

Está diseñado para la limpieza profunda de utensilios, superficies y equipos que han estado en contacto con materia orgánica. Ideal para uso en: Industrias alimentarias, Laboratorios, Clínicas y hospitales, Cocinas industriales, Plantas de procesamiento. Actúa eficazmente sobre residuos como sangre, grasa, aceites, proteínas y otros compuestos orgánicos. Diluir el producto entre 1:50 y 1:100 en agua, según el nivel de suciedad. Aplicar sobre la superficie o utensilios a limpiar. Dejar actuar de 5 a 10 minutos. Frotar si es necesario y enjuagar con agua limpia. No mezclar con cloro u otros desinfectantes para no inactivar las enzimas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	: Líquido Viscoso.
Color	: Ligeramente Amarillo.
Olor	: Sin olor
pH (Directo)	: 6.5 - 7.5
Densidad (20°C)	: 1.05 g/ml - 1.15 g/ml
Solubilidad	: Completa en Agua
Ingrediente activo y concentración	: Glutaraldehído 0.20 %



PROPIEDADES

- **Enzimas** | Contiene Proteasas, Amilasas, Lipasas, Mananasas y Pectinasas.
- **Poder de Limpieza** | Alto poder desengrasante que remueve eficazmente residuos orgánicos (sangre, grasa, aceites, proteínas).
- **Actividad** | Contiene enzimas activas que facilitan la degradación biológica de la suciedad, mejorando la limpieza en menos tiempo.
- **Rendimiento** | Eficiente en bajas concentraciones, rinde más que los detergentes convencionales, reduciendo el consumo por lavado.
- **Compatibilidad** | No corrosivo y compatible con múltiples superficies como acero inoxidable, vidrio y plásticos.
- **Ambiental** | Es biodegradable y amigable con el medio ambiente.
- **Uso en Equipos** | Bajo nivel de espuma, ideal para uso en equipos automáticos o lavadoras industriales.

ALMACENAMIENTO Y EMPAQUE

Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. Es importante mantener el envase bien cerrado para conservar la estabilidad de las enzimas activas y evitar su contacto con productos ácidos, clorados o desinfectantes que puedan afectar su efectividad. Se presenta en envases plásticos resistentes, con tapa de seguridad y etiquetado completo que incluye información técnica, recomendaciones de uso y número de lote para su trazabilidad.

Vida Útil: 2 años en condiciones de almacenamiento

PRECAUCIONES

Evitar el contacto con ojos y piel. No ingerir. Usar guantes si se manipula por tiempo prolongado. No mezclar con cloro ni ácidos. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.